

37570 Plantar Test 熱刺激鎮痛効果測定装置



ラットやマウスを無拘束で熱刺激し、痛覚反応を測定します

適用研究分野：疼痛

Hargreaves法による痛覚過敏症試験用に最適なプランター式熱刺激装置です。ケージに入ったラットやマウスの後肢に赤外線熱刺激を与え、後肢を引っ込めた時間を自動計測します。左右の肢を個々に測定できます。繰り返し測定による再現性に優れています。大量の動物が短時間でテストでき効率的です。タッチスクリーンパネルで、全てのパラメータ（光強度/閾値など）の設定やデータ閲覧が可能です。データは、コントロールユニット内やUSBメモリに保存され、USBを介して、CSV形式出力が可能です。ケージを区切ることにより最大12匹のマウス（ラットの場合は最大6匹）まで測定が可能です。

標準構成


- Plantar Test用コントロールユニット
- Plantar Test用IRエミッター/ディテクター
- ベースプラットフォームと支柱
- モジュール式ケージ（3-12匹）
- Plantar Test用ガラスプレート



仕様

| | |
|-----------|---|
| 熱刺激調整 | 01-99ステップ |
| 反応時間 | 0.1秒単位 |
| 使用環境 | 10~40 °C、5~95 % RH（結露のないこと） |
| カットオフ機能 | 5~30秒 |
| 測定モード | 手動/自動 |
| 測定開始/終了操作 | アイコン、プッシュボタン、カットオフ、TTL入力 |
| 寸法 | 90×38.5×37 cm（ケージのみ） 25×29×12 cm（コントロールユニット） 135×40×50 cm（必要スペース） 98×49×47 cm（梱包時） |
| 重量 | 11.0 kg（本体合計重量）、14.0 kg（梱包時） |
| 電源 | 100~240 V交流、50~60 Hz、50 W |
| 型式 | 品名 |
| 37570 | Plantar Test熱刺激鎮痛効果測定装置 |
| オプション | |
| 37300 | I.R.ラジオメーター（キャリブレーション用） |
| 37300-005 | Plantar Test用ガラスプレート |

基本的な操作方法



1. タッチスクリーンで実験内容を設定します。
2. プロトコル、治療法、動物 ID などを入力します。
(任意)
3. メニュー画面上のSTARTアイコンを押します。
4. 動物が落ち着いたことを確認し、肉球に熱源の十字線を合わせ、Startボタンもしくは熱源のボタン(2つのうちいずれか)を押します。
5. 動物が足を熱源から離す、もしくはカットオフ時間まで到達したら測定が終わります。

実験結果の出力

測定結果の各種パラメーターは本体に保存され、csv形式でエクスポートできます。
記録内容：実験日時、実験プロトコル、処置、動物ID、実験番号、保持時間、熱源強度、測定モード



機器校正



本製品は定期的な機器校正を推奨します。校正で使用するラジオメーターがございますので、併せてご検討ください。