

朝日ライフサイエンス株式会社 創立 50 周年記念 サーモノンフロン超低温槽キャンペーン

50th
Anniversary

長年のご愛顧ありがとうございます！

2025 年 弊社はおかげさまで、創立 50 周年を迎えました！

キャンペーン期間: 2026 年 4 月末日迄

TDE40086FDK 型 549L

通常価格 2,220,000 円 (税別) のところ

1,720,000 円 (税別)

TDE50086FDK 型 682L

通常価格 2,430,000 円 (税別) のところ

1,930,000 円 (税別)

TDE60086FDK 型 816L

通常価格 2,660,000 円 (税別) のところ

2,160,000 円 (税別)



TDE50086FDK 型

更に！運送搬入費込み！

※沖縄県・離島を除きます。

※搬入は平面移動に限り、分解作業を伴う場合や重機等使用の場合は別途御見積となります。

※裏面にオプションのご案内と仕様を掲載しておりますので、ご覧ください。

※ご不明な点は弊社営業までお問い合わせください。



製造元

ThermoFisher
SCIENTIFIC

販売者



朝日ライフサイエンス株式会社



超低温槽オプション

※超低温槽オプションは、弊社のオリジナル商品です。

貯蔵ケース

※1 段にそれぞれ1 セット収納できます。



CSU400
(TDE40086FDK 型用)



CSU500
(TDE50086FDK 型用)



CSU600
(TDE60086FDK 型用)

フリーズボックス用貯蔵ラック



RKU281 5 列×3 段または 4 段
(81 本立フリーズボックス用)

RKU381 4 列×3 段または 4 段
(100 本立フリーズボックス用)

※貯蔵ケース・貯蔵ラックの価格はお問い合わせください。

CO₂ 自動安全 補助冷却装置



価格 230,000 円 (税別)

冷凍機監視装置 BANKEN Ver.2.1



価格 70,000 円 (税別)

フリーザー温度監視システム おしらせ番



価格 250,000 円 (税別)



仕 様

型式	TDE40086FDK	TDE50086FDK	TDE60086FDK
内容積 (L)	549	682	816
温度設定範囲	-50℃～-86℃ 無負荷時		
温度制御/温度表示	マイクロプロセッサ制御/インチタッチパネルスクリーン		
内扉/棚 (枚数)	5枚/5段 (4枚)		
断熱材	真空断熱パネル+高密度発泡ポリウレタンフォーム		
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒 R290/R170+R290混合		
ドアロック	キーロック、パッドロック		
外部出力/データ出力	RS-485 4-20mA 接点出力 / CSV形式 USBポート経由		
外寸 (W×D×H mm)	826×978×1981	970×978×1981	1113×978×1981
内寸 (W×D×H mm)	587×719×1300	732×719×1300	874×719×1300
設置面積 (㎡)	0.81	0.95	1.09
重量 (kg)	270	290	322
電源	単相200V 50/60Hz 15A		
設置環境	室内 (室温15℃～32℃) 及び腐食性、火気、爆発物のない環境		

50年の超低温槽の販売・サービスの実績を持つ弊社が販売・設置・保守・サービスを一貫して行います。



朝日ライフサイエンス株式会社

本社 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地

東日本販売部 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地
TEL (04) 2951-7166 FAX (04) 2951-7170

西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町 3-2-10

TEL (06) 6942-9333 FAX (06) 6943-9300

福岡販売部 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-7-14
サンビュー空港ビル 10 号

TEL (092) 418-1356 FAX (092) 418-1309

技術サービスセンター 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地
TEL (04) 2951-7177 FAX (04) 2951-7179

販売店



バイオリサーチセンター株式会社

本社 〒461-0001 名古屋市中区泉2-28-24 東和高岳ビル4F
TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F

TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F
TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132

福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F
TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル208
TEL 022-290-9352 FAX 022-290-9353

※仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

2025.08.5000