



バイオリサーチセンター株式会社

# 手術器具カタログ

B-9

- ・ BRC実験動物用手術器具
- ・ 榊精密手術器具

本カタログ掲載の手術器具はすべて送料無料となります。

1回のご注文金額が2万円未満の場合、送料1,000円(税別)を申し受けます。

(但し北海道は1,200円(税別)、沖縄県は2,500円(税別)を申し受けます)

注※1回のご注文金額が合わせて2万円以上となった場合でも、下記の場合は別途所定の送料がかかりますのでご了承ください。

- ・ 弊社が指定する商品の場合
- ・ 配送先、出荷日が異なる場合
- ・ お客様都合による分納の場合(同梱不可の場合)

\* 価格は消費税別価格です

\* 本カタログ掲載商品は、人及び動物への臨床目的に使用することはできません

\* 飼育動物診療施設等には、販売いたしません

# Index

## BRC 実験動物用手術器具

### ステンレス製実験動物用手術器具

剪刀 .....	3
ピンセット .....	8
鉗子 .....	14
持針器 .....	15
開創器 .....	15
骨鉗子・骨剪刀 .....	16
クランプ .....	17
フック .....	17
歯科器具 .....	18
メスホルダー .....	20
メス用替刃 .....	20
その他 .....	21

### チタニウム製実験動物用手術器具

剪刀 .....	22
ピンセット .....	23
フック・開創器 .....	24
持針器 .....	25


実習用キット .....	26
実験動物用電気メス .....	28
体温保持装置 .....	29
ステレオタキシクライト・拡大鏡 .....	30
小動物用実験台・リカバリーチャンバー .....	31
実験動物用手術器具関連商品 .....	32

## 榊精密手術器具


ピンセット .....	36
剪刀 .....	42
持針器 .....	54
鉗子 .....	59
血圧クランプ・開創器 .....	60
フック .....	61
金冠剪刀・カリパー .....	62
バイポーラフォーセップス .....	63

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## 外科剪刀




商品コード	型式	品名
16323591	13-100	外科剪刀 11.5cm 直片鋭
16323592	13-102	外科剪刀 13cm 直片鋭
16323593	13-104	外科剪刀 14.5cm 直片鋭
16323594	13-106	外科剪刀 16.5cm 直片鋭
16323579	13-110	外科剪刀 11.5cm 湾曲片鋭
16323580	13-112	外科剪刀 13cm 湾曲片鋭
16323581	13-114	外科剪刀 14.5cm 湾曲片鋭
16323582	13-116	外科剪刀 16.5cm 湾曲片鋭
16323595	13-120	外科剪刀 11.5cm 直両鋭
16323596	13-122	外科剪刀 13cm 直両鋭
16323597	13-124	外科剪刀 14.5cm 直両鋭
16323598	13-126	外科剪刀 16.5cm 直両鋭
16323583	13-130	外科剪刀 11.5cm 湾曲両鋭
16323584	13-132	外科剪刀 13cm 湾曲両鋭
16323585	13-134	外科剪刀 14.5cm 湾曲両鋭
16323586	13-136	外科剪刀 16.5cm 湾曲両鋭
16323600	13-142	外科剪刀 13cm 直両鈍
16323601	13-144	外科剪刀 14cm 直両鈍
16151141	15-114L	左手用外科剪刀 14.5cm 直片鋭
16151741	15-174L	左手用外科剪刀 14.5cm 直両鋭
16152141	15-214L	左手用外科剪刀 14.5cm 湾曲片鋭
16152741	15-274L	左手用外科剪刀 14.5cm 湾曲両鋭



◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## 外科剪刀




商品コード	型式	品名
16321525	PRI28-1525A	外科手術剪刀 14.5cm 直 両鋭 /TC*
16321526	PRI28-1526A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲 両鋭 /TC*
16321527	PRI28-1527A	外科手術剪刀 14.5cm 直 片鋭 /TC*
16321528	PRI28-1528A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲 片鋭 /TC*
16321529	PRI28-1529A	外科手術剪刀 14.5cm 直 両鈍 /TC*
16321530	PRI28-1530A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲 両鈍 /TC*

\* TC：タングステンカーバイド

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## アイリス剪刀




13-181  
13-183



13-182  
13-184



13-290



PRI28-1527




PRI28-1526

商品コード	型式	品名
16323726	13-181	アイリス剪刀9cm 直
16323728	13-182	アイリス剪刀9cm 湾曲
16323727	13-183	アイリス剪刀10.5cm 直
16323729	13-184	アイリス剪刀10.5cm 湾曲
16328200	13-290	アイリス剪刀玉付11.5cm 直
16321532	PRI28-1526	アイリス剪刀11.5cm 湾曲 /TC*
16321531	PRI28-1527	アイリス剪刀11.5cm 直 /TC*

\* TC：タングステンカーバイド

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## メツェンバウム型剪刀




13-200  
13-202  
13-204  
13-206  
13-210



13-218  
13-220  
13-222  
13-224  
13-230

## マイクロスプリング剪刀




商品コード	型式	品名
16323651	13-200	メツェンバウム型剪刀 14cm 直
16323621	13-202	メツェンバウム型剪刀 18cm 直
16323622	13-204	メツェンバウム型剪刀 20cm 直
16323623	13-206	メツェンバウム型剪刀 23cm 直
16323625	13-210	メツェンバウム型剪刀 28cm 直
16323654	13-218	メツェンバウム型剪刀 14cm 湾曲
16323636	13-220	メツェンバウム型剪刀 18cm 湾曲
16323637	13-222	メツェンバウム型剪刀 20cm 湾曲
16323638	13-224	メツェンバウム型剪刀 23cm 湾曲
16323640	13-230	メツェンバウム型剪刀 28cm 湾曲
16323735	PRI13-3735	マイクロスプリング剪刀 14cm
16323736	PRI13-3736	マイクロスプリング剪刀 15cm 湾曲
16323746	PRI13-3746	マイクロスプリング剪刀 12cm

\* TC : タングステンカーバイド

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## ヴァンナス剪刀



13-308




13-310



13-312


## Westcote 剪刀



13-332



13-334



13-336



13-338

## カストロピエホ剪刀



13-344



13-344



13-346



13-352



13-352




13-354

商品コード	型式	品名
16324320	13-308	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8.5cm 直
16324319	13-310	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8.5cm 湾曲
16324318	13-312	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8.5cm アングル
16324324	13-332	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鈍 直 【販売終了】
16324322	13-334	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鈍 湾曲
16324323	13-336	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鋭 直
16324321	13-338	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鋭 湾曲
16324200	13-344	カストロピエホ剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 左曲
16324201	13-346	カストロピエホ剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 右曲
16324203	13-352	カストロピエホ剪刀 (スプリングタイプ) 10cm 先鋭 湾曲
16324204	13-354	カストロピエホ剪刀 (スプリングタイプ) 10cm 先鈍 湾曲

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## ピンセット



商品コード	型式	品名
16153300	15-330	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 12cm 直 有鉤 1 × 2
16153500	15-350	ピンセット (アドソンタイプ) 12cm 直
16153510	15-351	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 12cm 直
16153520	15-352	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 12cm 湾曲
16153530	15-353	ピンセット (ブラウンアドソンタイプ) 12cm 直
16153540	15-354	ピンセット (ブラウンアドソンタイプ) 5 穴 12cm 直
16153550	15-355	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 5 穴 12cm 直
16153560	15-356	ピンセット (ドベイキードソンタイプ) 12cm 直
16311522	PRI28-1522	ピンセット (アドソンタイプ) 12cm 直 /TC*

\* TC : タングステンカーバイド



◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## ピンセット



商品コード	型式	品名
16154000	15-400	ピンセット 11.5cm No.3 直
16154010	15-401	ピンセット 11.5cm No.4 直
16154020	15-402	ピンセット 11.5cm No.5 直
16154030	15-403	ピンセット 11.5cm No.5 アングル
16154040	15-404	ピンセット 11.5cm No.7 湾曲
16154050	15-405	ピンセット 11.5cm No.8 直
16154060	15-406	ピンセット 11.5cm No.9 アングル
16154070	15-407	ピンセット 11.5cm No.6 アングル
16154080	15-408	ピンセット 12cm No.GG 直
16154140	15-414	ピンセット 7cm No.3 直
16154150	15-415	ピンセット 11.5cm No.3 アングル
16154160	15-416	ピンセット 11.5cm No.2 直
16154170	15-417	ピンセット 11.5cm アングル
16154180	15-418	ピンセット 11.5cm No.5 湾曲
16154190	15-419	ピンセット 11.5cm No.3 湾曲
16154200	15-420	Sprinter ピンセット 12.5cm
16154230	15-423	アイリスピンセット 15.5cm

15-420

15-423

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## ピンセット




商品コード	型式	品名
16153660	15-366	マイクロピンセット 11.5cm No.3 直
16153670	15-367	マイクロピンセット 11.5cm No.4 直
16153680	15-368	マイクロピンセット 11.5cm No.5 直
16153690	15-369	マイクロピンセット 11.5cm No.5 アングル
16153700	15-370	マイクロピンセット 11.5cm No.7 湾曲
16153710	15-371	マイクロピンセット 11.5cm No.8 直
16153720	15-372	マイクロピンセット 11.5cm No.9 アングル
16153730	15-373	マイクロピンセット 11.5cm No.6 アングル
16153740	15-374	マイクロピンセット 12.5cm No.GG
16153760	15-376	マイクロピンセット Cross 12cm No.29 直
16153770	15-377	マイクロピンセット Cross 12cm No.30 アングル
16153780	15-378	マイクロピンセット 11.5cm No.8 アングル

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## アイリスピンセット




## 縫合ピンセット



商品コード	型式	品名
16171010	17-101	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 直
16171020	17-102	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 弱湾曲
16171030	17-103	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 湾曲
16171040	17-104	アイリスピンセット (スティーブン) 10.5cm 直
16171050	17-105	アイリスピンセット (スティーブン) 10.5cm 弱湾曲
16171060	17-106	アイリスピンセット (スティーブン) 10.5cm 湾曲
16171070	17-107	縫合ピンセット 10cm 直
16171080	17-108	縫合ピンセット 10cm 湾曲
16153570	15-357	縫合ピンセット Front Cut 14cm
16153580	15-358	縫合ピンセット Side Cut 14cm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## ピンセット



17-109

17-110

17-111

17-112

17-112A

17-117

17-118

17-116

17-115

2265/2

商品コード	型式	品名
16171090	17-109	ピンセット (Paufigue) 8.5cm 直
16171100	17-110	フィールドピンセット (ムーア) 10cm 直
16171110	17-111	ピンセット (ペリー) 13cm 直
16171120	17-112	ピンセット (ペリー) 13cm 湾曲
16171121	17-112A	ピンセット (ペリー 450) 13cm アングル
16171150	17-115	ピンセット (ルーツェ) 14cm
16171160	17-116	ピンセット (Troeltsch) 12cm
16171170	17-117	ピンセット (グレフェー) 7cm 直
16171180	17-118	ピンセット (グレフェー) 7cm 湾曲
16226520	2265/2	ピンセット (Merism) 16cm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## ピンセット



商品コード	型式	品名
16313374	PRI13-3374	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 直
16313375	PRI13-3375	デリケートピンセット (セムケン) 15cm 直
16313376	PRI13-3376	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 曲
16313377	PRI13-3377	デリケートピンセット (セムケン) 15cm 曲
16311509	PRI28-1509	ピンセット (OELHLER) 14cm/TC*
16311515	PRI28-1515	ピンセット (ポッツスミス) 15cm/TC*
16313359	PRI13-3359	ピンセット (OELHLER) 14cm
16313365	PRI13-3365	ピンセット (ポッツスミス) 15cm

\* TC : タングステンカーバイド

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## 鉗子



18-168



18-169



ケリー止血鉗子

18-168

18-169



18-166



18-167



ハルスタットモスキート止血鉗子

18-166

18-167



バックハウスタオル鉗子

18-173

18-174

18-175

商品コード	型式	品名
16181660	18-166	ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 直
16181670	18-167	ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 湾曲
16181680	18-168	ケリー止血鉗子 14cm 直
16181690	18-169	ケリー止血鉗子 14cm 湾曲
16181730	18-173	バックハウスタオル鉗子 9cm
16181740	18-174	バックハウスタオル鉗子 11cm
16181750	18-175	バックハウスタオル鉗子 13cm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## 持針器



18-201  
18-202



PRI22-5009



PRI24-5154



PRI24-5061  
PRI24-5062



PRI24-5111  
PRI28-1584

## 開創器



19-654  
19-658



PRI13-2589



21-424  
21-426



PRI13-2590



PRI13-2841




PRI13-2778

商品コード	型式	品名
16182010	18-201	メーヨーヘガール持針器 14cm
16182020	18-202	メーヨーヘガール持針器 16cm
16335009	PRI22-5009	ハルセイ持針器 13cm/TC*
16335154	PRI24-5154	カストロビエホ持針器 9cm ロック付
16335061	PRI24-5061	カストロビエホ持針器 14cm ロック付 /TC* 直
16335062	PRI24-5062	カストロビエホ持針器 14cm ロック付 /TC* 曲
16335111	PRI24-5111	マッチュー持針器 14cm
16331584	PRI28-1584	マッチュー持針器 14cm/TC*
16196540	19-654	アルム開創器 7cm
16196580	19-658	アルム開創器 10cm
16214240	21-424	ウエイトライナー開創器 13cm 鈍
16214260	21-426	ウエイトライナー開創器 16.5cm 鈍
16342589	PRI13-2589	開創器 8cm 鈍
16342590	PRI13-2590	BUCKLEY 開創器 6cm
16342778	PRI13-2778	開創器 16cm 鈍
16342841	PRI13-2841	セム - ミラー開創器 16cm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## 骨鉗子・骨剪刀



商品コード	型式	品名
16137000	13-700	フリーデマン骨鉗子 / 細型 15cm
16137020	13-702	フリーデマンミニ骨鉗子 12cm
16137030	13-703	フリーデマン骨鉗子 14cm
16350842	PRI03-842	リウエル骨鉗子 15cm
16137430	13-743	リントン骨剪刀 直 14cm
16137470	13-747	リントン骨剪刀 曲 14cm



◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## クランプ



商品コード	型式	品名
16181440	18-144	ジェッフェンパッハクレンメ 3.5cm 直
16181460	18-146	ジェッフェンパッハクレンメ 3.5cm 湾曲

## フック



商品コード	型式	品名
16191950	19-195	目付消息子 13cm
16192110	19-211	ニードル 13cm
16192560	19-256	ジリースフック 18cm
16351625	PRI06-1625	キルナーフック 15cm
16353232	PRI13-3232	Kronecker フック 13cm
16354328	PRI17-4328	カストロビエホ鉤 先端部 0.5mm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

歯科器具



DHS-72-101



DHS-72-103



DHS-72-104



DHS-71-102



DHS-71-117



DHS-71-120

商品コード	型式	品名
16237201	DHS-72-101	スケーラ 鎌型 両頭 #H5/33 17cm
16237203	DHS-72-103	スケーラ 鋭匙型 両頭 #1/2 17cm
16237204	DHS-72-104	スケーラ 片頭 #U15 15cm
16237102	DHS-71-102	エキスカベータ #1 17cm
16237117	DHS-71-117	エキスカベータ #17 17cm
16237120	DHS-71-120	エキスカベータ #18W 17cm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。


## 歯科器具




DHS-53-220-01



DHS-53-220-02



DHS-53-222-01




DHS-53-222-02



DHS-56-106



DHS-56-115



1308



1309

商品コード	型式	品名
16235301	DHS-53-220-01	歯根エレベータ #1 14cm 先端 2mm
16235302	DHS-53-220-02	歯根エレベータ #1 14cm 先端 3mm
16235321	DHS-53-222-01	歯根エレベータ #2 15.5cm 先端 2mm
16235322	DHS-53-222-02	歯根エレベータ #2 15.5cm 先端 3mm
16235606	DHS-56-106	鋭匙 ルーカス #86 18cm
16235615	DHS-56-115	鋭匙 ルーカス #87 18cm
16221308	1308	骨膜剥離子 18.5cm
16221309	1309	骨膜剥離子 15.5cm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## メスホルダー



## メス用替刃



## 替刃ホルダー



## 替刃装着例



商品コード	型式	品名	対応替え刃
16101030	10-103	メスホルダー No.3	# 10・11・12・15
16101040	10-104	メスホルダー No.4	# 20・21・22・23・24・25
16101070	10-107	メスホルダー No.7	# 10・11・12・15
16400010	1410001	替刃ホルダー	

商品コード	型式	品名
16460100		メス用替刃 (滅菌済み) #10 100 枚入
16460110		メス用替刃 (滅菌済み) #11 100 枚入
16460120		メス用替刃 (滅菌済み) #12 100 枚入
16460150		メス用替刃 (滅菌済み) #15 100 枚入
16460200		メス用替刃 (滅菌済み) #20 100 枚入
16460210		メス用替刃 (滅菌済み) #21 100 枚入
16460220		メス用替刃 (滅菌済み) #22 100 枚入
16460230		メス用替刃 (滅菌済み) #23 100 枚入
16460240		メス用替刃 (滅菌済み) #24 100 枚入
16460250		メス用替刃 (滅菌済み) #25 100 枚入

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

その他



DHS-96-2210



80-058



80-060



PRI28-1641



PRI22-4951

商品コード	型式	品名
16239610	DHS-96-2210	リスター包帯剪刀 14cm
16280058	80-058	ネイルカッター 11.5cm
16280060	80-060	キューティクルニッパー 10cm 先端 6mm
16351641	PRI28-1641	ワイヤーカッター 18cm-1.7mm / TC*
16354951	PRI22-4951	ブント鉗子ホルダー 12cm


\* TC：タングステンカーバイド

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## ヴァンナス剪刀




商品コード	型式	品名
16430010	1403001	ヴァンナス剪刀 82mm 直
16430020	1403002	ヴァンナス剪刀 82mm 湾曲
16430070	1403007	ヴァンナス剪刀 82mm アングル



## アイリススプリング剪刀




商品コード	型式	品名
16430320	1403032	アイリススプリング剪刀 90mm 先鋭 直
16430330	1403033	アイリススプリング剪刀 90mm 先鋭 湾曲



## アイリス剪刀



商品コード	型式	品名
16430620	1403062	アイリス剪刀 110mm 直
16430640	1403064	アイリス剪刀 110mm 湾曲



## カストロビエホ剪刀



商品コード	型式	品名
16430750	1403075	カストロビエホ剪刀 105mm 先鈍 湾曲
16430760	1403076	カストロビエホ剪刀 105mm 先鈍 直



◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## チタニウム製ピンセット



1401012W




1401015W




1401022W




1401024W




1401112W




1401113W



1401117W



1401122W



1401153W

商品コード	型式	品名
16410120	1401012W	縫合ピンセット 85mm 直
16410150	1401015W	マクファーソン縫合ピンセット 85mm アングル
16410220	1401022W	縫合ピンセット 115mm 直
16410240	1401024W	マクファーソン縫合ピンセット 115mm アングル
16411120	1401112W	ピンセット 85m 直 有鉤 1 × 2 先端 0.1mm
16411130	1401113W	コリブリピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm
16411170	1401117W	コリブリ結膜ピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm
16411220	1401122W	ピンセット 115mm 直 有鉤 1 × 2 先端 0.1mm
16411530	1401153W	コリブリピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## チタニウム製ピンセット



商品コード	型式	品名
16412610	1401261W	ケルマン-マクファーソンピンセット 85mm 先端 45°
16412710	1401271W	ケルマン-マクファーソンピンセット 115mm 先端 45°
16414210	1401421	ピンセット #5 110mm 先端 0.1 × 0.06mm
16414230	1401423	ピンセット #5 110mm 先端 0.05 × 0.01mm 45°
16414240	1401424	ピンセット #7 110mm 先端 0.07 × 0.03mm

## チタニウム製フック・開創器



商品コード	型式	品名
16441080	1404108	Jaffe-Knolle アイリスフック アングル
16441110	1404111	Lewicky lens Manipulating フック アングル
16450010	1405001	開創器 52mm



◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## チタニウム製持針器



1402016W



1402106W



1402232W

商品コード	型式	品名
16420160	1402016W	持針器 115mm 先端 11mm 湾曲 ロック付
16421060	1402106W	パラッケー持針器 115mm 先端 9mm 湾曲 ロック付
16422320	1402232W	トラウトマン持針器 115mm 先端 10mm 湾曲 ロック付

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。◎ご要望に応じて商品の変更・追加を承ります。お気軽にお問い合わせください。

## 実習用キット I



商品コード	型式	品名
16290000	BTKIT-1	実習用キット I
内訳	13-104	外科剪刀 14.5cm 直片鋭
	13-183	アイリス剪刀 10.5cm 直
	PRI13-3376	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 湾曲
	15-368	マイクロピンセット 11.5cm No.5 直
	19-211	ニードル 13cm


## 実習用キット II



商品コード	型式	品名
16290010	BTKIT-2	実習用キット II
内訳	13-104	外科剪刀 14.5cm 直片鋭
	13-183	アイリス剪刀 10.5cm 直
	PRI13-3376	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 湾曲
	15-368	マイクロピンセット 11.5cm No.5 直
	15-370	マイクロピンセット 11.5cm No.7 湾曲
	15-351	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 12cm 直
	19-211	ニードル 13cm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。◎ご要望に応じて商品の変更・追加を承ります。お気軽にお問い合わせください。

## 解剖実習キット I



商品コード	型式	品名
16290100	BTAKIT-1	解剖実習キット I
内訳	13-104	外科剪刀 14.5cm 直片鋭
	13-183	アイリス剪刀 10.5cm 直
	PRI13-3746	マイクロスプリング剪刀 12cm
	PRI24-5111	マッチュー持針器 14cm
	PRI13-3376	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 湾曲
	15-368	マイクロピンセット 11.5cm No.5 直
	15-370	マイクロピンセット 11.5cm No.7 湾曲
	19-211	ニードル 13cm

## 解剖実習キット II



商品コード	型式	品名
16290110	BTAKIT-2	解剖実習キット II
内訳	13-104	外科剪刀 14.5cm 直片鋭
	PRI28-1527	アイリス剪刀 11.5cm 直 /TC*
	PRI22-5009	ハルセイ持針器 13cm/TC*
	PRI13-3376	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 湾曲
	15-368	マイクロピンセット 11.5cm No.5 直
	15-370	マイクロピンセット 11.5cm No.7 湾曲
	19-658	アルム開創器 10cm 鋭
	19-211	ニードル 13cm

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## VSS4000 実験動物用バイポーラ高周波電気メス



VSS4000 は極めて低いインピーダンス回路を使用しているため、作動パワーを自動的に調節します。従ってカッピング効果は常時一定に保たれます。オプションのバイポーラピンセットを用いれば簡単に切開部を塞ぐことができます。

### 特長

- ダイオード・レーザーより高速切断
- モノポーラで正確なカットが可能
- 10段階の出力設定が可能
- CUT、CUT/COAG、COAGの3つのモード
- 部位に合わせて電極メスを選択
- 動作周波数:1.4 ~ 1.7MHz (メガヘルツ)

商品コード	型式	品名
12101000	VSS4000	実験動物用バイポーラ高周波電気メス (切開用黒ハンドブローブ / コード付アース板 / フットスイッチ / 電極メス 8本)
12102011	VSS3551	コード付アース板 #
12102030	VSS3542	切開用黒ハンドブローブ #

# VSS4000 のセットに含まれております



VSS4000付属の電極メス

### 電極メス

商品コード	型式	タイプ	先端
12103522	1 VSS3522	C-73	トローフィングポイント
12103530	2 VSS3530	P-16	水平ループ
12103515	3 VSS3515	M-34	円形ループ
12103529	4 VSS3529	P-88	ショートループ
12103532	5 VSS3532	M-11	ニードル
12103517	6 VSS3517	M-5I	ボール
12103523	7 VSS3523	M-72	ブレード
12103511	8 VSS3511	M-61	ニードル
12103519	VSS3519	M-71	ブレード
12103510	VSS3510	M-10	ニードル



バイポーラピンセット(オプション)

※バイポーラピンセットはp63-66にも掲載されています

### バイポーラピンセット (オプション)

商品コード	型式	タイプ	長さ	先端
12101310	1 VSS3331	Micro	11.4cm	直
12101320	2 VSS3332	Micro	11.4cm	曲
12101340	3 VSS3334	Eyedressing	10.2cm	直・鋸状
12101350	4 VSS3335	Dressing	10.2cm	曲・鋸状
12101400	VSS3363	バイポーラコード		

※注意:上記製品は実験動物専用で医療器の許可は受けておりません。人及び動物への臨床目的には使用できません。

## 小動物用電気メス TCU-150




TCU-150 は交換可能な微小チップを焼灼して手術時の切開、止血凝固を行う電気メスです。特に局部切開、小動物の手術など出血を最小限に抑えて処置できます。

### 従来の電気メスと比較して

- 切開範囲を最小限に抑えます。
- 1台で切開・止血凝固が出来ます。
- オプションで白金チップ7種類を取り揃えています。
- ワンタッチでチップの交換が可能なハンドピース。

ディスポ白金チップ 白金チップ(オプション)



### 白金チップ (オプション)

商品コード	型式	先端
12202110	201A	ループ型
12202130	201C	ループアングル型
12202150	201E	先端ループ型
12202155	201V	先端ロングループ型

商品コード	型式	先端
12202120	201B	先端フラット型
12202140	201D	ボールポイント型
12202160	201O	円形型

### ディスポ白金チップ

商品コード	型式	先端	数
12202170	210T	ループ型	10本
12202180	212	アングル型	10本
12202185	214	先端ループ型	10本

商品コード	型式	品名
12202100	TCU-150	小動物用電気メス (ハンドピース 250 1本, ディスポチップ 210T/212/214 各 2本付)

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## 小動物用体温保持装置システム

小動物専用開発された保温器です。直腸温などで動物の体温を検出し、設定した温度になるように動物の下に敷いたヒータの電流をコントロールします。また、本体を熱電対温度計として単独でも使用できます。

### 特長

- ・ヒータはDC（直流）電流を使用しているので交流ノイズが発生しない
- ・ヒータはON/OFFできるので温度計としても使用可能
- ・オプションにより外部赤外線ランプコントロールと併用が可能
- ・万一、温度センサーが断線した場合、ヒータがOFFになる安心設計
- ・ヒータに過熱防止機構を内蔵し、センサー脱落などで加熱状態が続いても一定温度で加熱停止



### 仕様

制御方式	設定値との差を増幅し電流帰還する方式
設定温度	26°C～40°C
温度表示	3桁LED
分解能	0.1°C
測定精度	±0.1°C
電源	AC100V 50/60Hz 30VA
寸法	190W x 200D x 85H (mm)

商品コード	型式	品名
60104000	BWT-100A	小動物用体温保持装置（本体のみ）
13110710	RET-2	熱電対温度センサー ラット直腸温測定
13110720	RET-3	熱電対温度センサー マウス直腸温測定
60104120	HM-5	マウス用保温マット 80 x 50 x 2 mm
60104100	HM-10	ヒータ内蔵標準保温マット（過昇温防止 90°C）
60104300	HB-10	ヒータ内蔵保温ブランケット 約 21cm x 15cm
60104310	HB-20	ヒータ内蔵保温ブランケット（大）約 39cm x 27cm【販売終了】
69703000		BWT-100A 用赤外線ランプコントロール【販売終了】

用途に合わせて組み合わせを選択


### 温度センサー



### 本体



### 保温器具




（右）HB-10 ヒータ内蔵保温ブランケット  
（左）HB-20 ヒータ内蔵保温ブランケット（大）



BWT-100A用赤外線ランプコントロール

※マット・ブランケットと共に使用可能  
※ランプ単独でも使用可能

## 小動物用手術台



切り込みや穴を利用すれば、必要に応じて小動物を固定できる万能型手術台です。

### 特長

- ・便利：チューブ等を利用して小動物を固定。ゴム足で安定感抜群。
- ・清潔：丈夫な樹脂製で丸洗いもOK。常に清潔に保てます。
- ・安価：BRCオリジナルで、低コストを実現。







BWT-100A体温保持装置（別売）と同時に使用可能なタイプもご用意しております。

商品コード	型式	品名
62510100	T0768-002	小動物用手術台
62510200	T0768-001	BWT-100A 対応型小動物用手術台

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## ステレオタキシクライト



マグネットベース付のライトスタンドです。磁性体の金属面ならどこにでも設置できます。非磁性体には強力なマグネットとパックを挟んで固定します。プラグスイッチを使えば、手元でライトの点滅が便利です。

### 特長

- フレキシブルアーム付き高輝度LED照明
- 超強力なマグネットとパックで、非金属面を挟んで取付が可能
- 金属面に直接取付
- ベース面(4cm径)



壁面にも取付可能

商品コード	型式	品名
20906000	LL13	ステレオタキシクライト
20906010	LLSW	プラグスイッチ



## ステレオタキシク拡大鏡



ユニークなマグネット / パックシステムでが設置面に強力に吸着。

### 特長

- 強力なマグネットとパックとで非金属面にもしっかり固定
- 金属面に直接取付
- ベース(64mm径)
- フレキシブルアーム付の縁なし拡大鏡
- メインレンズ:×2.3、差し込みレンズ:×4.0
- 視野が広く観察中でも対象エリアの移動が可能



商品コード	型式	品名
20906100	SMAG	ステレオタキシク拡大鏡

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## 小動物用実験台




ASS7  
小動物実験台、LED 照明 2ヶ付き、  
23D x 34W (cm)

小動物実験や精密な作業など様々な用途に使用できます。

### 特長


- ・フレキシブルなLED ライトを照らすことにより陰を作らず発熱もしません
- ・フレキシブルアームの縁なし拡大鏡が付いています(倍率：メインレンズ 2.3X、はめ込みレンズ 4.0X)
- ・滑り止めが付いた脚で固定しますので、安定します



NTS01  
小動物実験台ミニ、  
LED 照明1ヶ付き、  
15D x 23W (cm)

商品コード	型式	品名
20904000	ASS7	小動物実験台 LED 照明 2 個付 23D × 34 W (cm)
20904100	NTS01	小動物実験台 LED 照明 1 個付 15D × 23 W (cm)
20903200	DTW1	解剖トレー、22.9W x 16.5D x 2.5H (cm)

## 体温保持小動物用実験台



ASS7T 体温保持小動物用実験台

### 特長

- ・2つのフレキシブルLEDライトで照らすことにより影を作らず熱も発生しません。
- ・フレキシブルなアームにより縁なし拡大鏡が邪魔になりません。(倍率 メインレンズ：2.3X はめ込みレンズ：4.0 X)
- ・4枚のゲルパッド、もしくは2枚のデルタフェーズ保温パッドを保温(ブランケットは2枚保温)
- ・サーモリフレクターとターボヒートシンクで熱伝導を最大限にします。
- ・滑り止めにより脚が固定され、より安定します。

## 小動物用回復台




TCRP 小動物用回復台(ゲルパッド別売)

### 特長

- ・使いやすいサイズで2時間以上熱を保ちます。
- ・6枚のゲルパットを保温(ブランケットは4枚保温)。
- ・サーモリフレクターとターボヒートシンクで熱伝導を最大限にします。

商品コード	型式	品名
20904010	ASS7T	体温保持小動物用実験台(ゲルパッド 4 枚付)、34.3 x 22.9 (cm)
20904110	TCRP	小動物用回復台、19.1 x 34.3 (cm)、ゲルパッド別売
14221110	SPGL-4	ゲルパッド 4 枚入り
14221111	SPDR	ドレープ、2 枚入り、40.6 x 30.5 (cm)

## 小動物保温チャンバーキット



小動物保温チャンバー  
キット(左)小、(右)大

VE-100

小動物の術後や麻酔からのリカバリー保温チャンバーです。

フォームアップ時間は僅か 10 分、正確な温度制御、洗浄が簡単で大変便利です。

1 台の VE-100 コントローラで最大 6 組の保温チャンバーが温度制御できます。

加熱エレメント 700W。

商品コード	型式	品名
20903000	WWCS	小動物保温チャンバーキット小(チャンバー小、フィルタートップ、VE-100、IR サーモメータ)
20903010	WWCL	小動物保温チャンバーキット大(チャンバー大、フィルタートップ、VE-100、IR サーモメータ)
20903100	WCS1	保温チャンバー小、18 x 28 x 13 (cm)、フィルタートップ付き
20903110	WCL2	保温チャンバー大、25 x 48 x 20 (cm)、フィルタートップ付き

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## Germinator 500 ガラスビーズ滅菌器



高温に熱したガラスビーズに手術用器具や培養器具を差し込むだけで、短時間(15秒程度)に乾熱滅菌できます。化学薬品や炎は不要です。ガラスビーズを滅菌器に入れ、電源を入れると約30分でSTERILIZEランプが点灯し使用できます。ビーズの温度は250°C近くまで上昇しその温度を維持します。1.5mmのガラスビーズが付いています。

### 仕様

昇温時間	233°Cまで30分、最大250°C
ガラスビーズ	1.5mm無鉛ガラス280g
内寸	51mm径 x 102mm深さ
外寸	133W x 133D x 171H(mm)、2kg
使用電源	100V、110W、0.75A(連続作動時)

商品コード	型式	品名
15810000	5-1450	Germinator 500 ガラスビーズ滅菌器
15810010	5-1455	ガラスビーズ、1.5mm、280g

## Bovie 焼灼メスセット



加熱温度は最高1200°C



ループ左とファイン(右)

Bovie 焼灼メスセットは簡易式電気メスです。チップは交換式でアルカリ単三電池2個(最高加熱温度1200°C)を使います。シャフトの長さは16cm、本体重量は70gです。チップはファインとループの2種類があります。チップの先端の素材はKanthalです。

セット内容：メス本体、チップ2種類×2個、アルカリ単三電池2本



商品コード	型式	品名
21601010	DEL1	Bovie 焼灼メスセット
21602010	H101	Bovie ファイン(Fine)チップ、10本/箱
21602030	H103	Bovie ループ(Loop)チップ、10本/箱

## Ideal マイクロドリル



Ideal マイクロドリルは超硬質スチールのバーチップを採用した携帯型のドリルで、充電後約8時間作動します。充電時間は12~16時間で、1000回以上の再充電が可能です。バーチップのシャフト径は2.33mmで、回転数は12,000rpmです。汚れはアルコール溶液で拭き取って下さい。オートクレープは使用できません。

### 仕様

ボール型バーチップ	ボール径 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 mm
回転速度	12,000 rpm
ストールトルク	14g/cm
本体サイズ	19mm径 x 175mm長さ
電源	6V NiCd 充電式電池(充電器付き)

商品コード	型式	品名
15812000	67-1200	Ideal マイクロドリルキット
15812100	60-1000	Ideal バーチップセット、5サイズ5本入り

## Guardian ゴム製カップ



## Sentry 滅菌トレイ



軽量の ULTEM 樹脂製の手術用具用滅菌トレイでオートクレープできます。

**販売終了**

商品コード	型式	品名
15813000	150-1000	Guardian ゴム製カップ
15813100	250-1000	Sentry 滅菌トレイ 24W x 22D x 4H (cm) 【販売終了】




◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## 実験動物用個体識別入墨キット

個体の識別は実験動物の飼育管理上大変重要です。また、個体や群の健康管理や研究管理にも必要です。この入れ墨キットは、実験動物への配慮や使用に関する研究規約条件に適合しています。滅菌済みでディスポの皮下注射針を使用しますので、動物への感染の危険は最小限に抑えます。

### 特長

- ・ 恒久的な標識マークで容易な識別
- ・ 動物に優しい方法
- ・ 処置は素早く簡単
- ・ 適応するID番号はほぼ無限
- ・ 経済的な価格



注射針をもう片側のインク容器に入れば再充填できます。また、動物に与えるストレスは最小限で細い注射針による薬液投与と同等です。



商品コード	型式	品名
14215100	MTK-ARAMIS	個体識別マイクロ入墨キット (ペースト 1oz 付き)
14215110	MTK-P1	グリーン入墨ペースト、1oz
14215120	MTK-P5	グリーン入墨ペースト、5oz

## イヤーパーチ・小動物用耳標

パンチングは小動物の標識に使われるスタンダードな手法です。耳部の中央にパンチ (1mm または 2mm) して耳標を取り付けます。ステンレススチール製の耳標アプリケーターは、簡単且つ確実に動物の耳部にタグが固定できます。タグ1個の重さは0.18gです。スプリング効果で僅かな力でシールができます。



耳パンチ 2mm

小動物用タグ、小動物用耳標アプリケーター

商品コード	型式	品名
14215150	EP-S-901	耳パンチ 1mm
14215160	EP-S-902	耳パンチ 2mm
14215170	EP-T-900	イヤーパーチ 2mm (指圧式) 【販売終了】
14215171	EP-T-M900	Miltex イヤーパーチ 2mm (指圧式)
14215211	EP-1005-S1	小動物用耳標アプリケーター
14215210	EP-1005-1	小動物用タグ (1000ヶ入り、1~1000番、1個 0.18g)

## オートクリップ 実験動物用縫合打針器

縫合は簡単です。従来の縫合糸を用いた煩雑なテクニックから開放されます。ステンレス製のアプライヤーに 20 針入りのラックをはめて切開部に打針します。ラック内のスプリング効果でステープル (針) の打ち込みが楽に行えます。また、回復後の針の取り除きもリムーバを使って簡単に抜けます。



商品コード	型式	品名
12746510	465001	オートクリップアプライヤー
12746530	465012	9mm縫合針 100本 (20本x5ラック) 入りケース
12746550	465101	オートクリップリムーバ

## Reflex 実験動物用縫合打針器

ホッチキスの要領でとても簡単に縫合ができます。ステンレス製のアプライヤーにクリップ入りのラックを装填し、切開部に打針します。アプライヤーのスプリング効果でクリップの打ち込みが楽に行えます。

9mm(ラット用)と7mm(ラット/マウス用)と5mm(マウス用)のクリップが揃っています。クリップは未滅菌です。打針したをクリップを取り外すクリップリムーバは全クリップサイズでご利用いただけます。

### アプライヤー・リムーバ・クリップの滅菌方法

スチーム滅菌 (オートクレーブ) とエチレンオキシド (ETO) 滅菌が可能です。



202-1000  
9mm用アプライヤー

204-1000  
7mm用アプライヤー

206-2000  
5mm用アプライヤー

205-1000  
オートクリップ  
リムーバ

201-1000  
9mmクリップ


203-1000  
7mmクリップ

206-1000  
5mmクリップ


商品コード	型式	品名
15801200	202-1000	Reflex オートクリップ 9mm用アプライヤー (ラット用)
15801100	204-1000	Reflex オートクリップ 7mm用アプライヤー (ラット / マウス用)
15801300	206-2000	Reflex オートクリップ 5mm用アプライヤー (マウス用)
15802200	201-1000	9mmクリップ, 100本 (20本x5ラック) (ラット用, 未滅菌)
15802100	203-1000	7mmクリップ, 100本 (20本x5ラック) (ラット / マウス用, 未滅菌)
15802300	206-1000	5mmクリップ, 75本 (15本x5ラック) (マウス用, 未滅菌)
15803100	205-1000	Reflex オートクリップリムーバ (共通)

◎本製品は人、及び動物への臨床目的には使用できません。

## RBM シリーズ ブレインマトリックス



切開用刃 (50枚入り)  
素材：Stainless Steel  
サイズ：縦2cm 横4cm  
厚さ0.2mm



タイプ C (Coronal)



タイプ S (Sagittal)

このブレインマトリックスは、ゲツ歯類の脳切片作製用に考案されたものです。このRBMシリーズのブレインマトリックスを使用することで、脳切片をCoronalセクションもしくはSagittalセクションに、1mm間隔(中心-中心)で正確に作成することができ、動物の脳のVentral側を上にしてちょうど収まるように設計されていますので、極めて再現性よく切片の作成ができます。

- 生化学・薬理学分野：生化学分析用に脳の局所部位を再現性良く取り出すことが、ニューロトランスミッターやその代謝物の濃度測定では重要です
- 解剖学分野：マイクローム標本用の脳切片の作成
- 神経生理学分野：ピプラトーム標本用の再現性の良い脳切片の作成


RBMシリーズのブレインマトリックスは高品質の垂鉛製ですから平衡温度に達するのが速く、滅菌や洗浄も容易です。

また、耐久性に優れ常に再現性の良い切片標本が得られます。マトリックスはラットの脳のVentral側を上にして丁度収まるように設計されています。各切片は正確に1mm間隔(中心-中心)でカットできます。

商品コード	型式	品名
14001000	RBM-1000C	Gerbil 用 Coronal、体重 70g
14001010	RBM-1000S	Gerbil 用 Sagittal、体重 70g
14001100	RBM-2000C	マウス用 Coronal、体重 30g
14001110	RBM-2000S	マウス用 Sagittal、体重 30g
14001200	RBM-3000C	ラット用 Coronal、体重 125 ~ 185g
14001210	RBM-3000S	ラット用 Sagittal、体重 125 ~ 185g
14001300	RBM-4000C	ラット用 Coronal、体重 200 ~ 400g
14001310	RBM-4000S	ラット用 Sagittal、体重 200 ~ 400g
12702110	0560	切開用刃(50枚入り)素材：Stainless Steel サイズ：縦2cm 横4cm 厚さ0.2mm

## アクリル製・ステンレススチール製ブレインマトリックス

CellPoint社のラット、マウス用ブレインマトリックスです。ステンレススチール製とアクリル製が揃えてあります。セクションは1mmです。



アクリル製ブレインマトリックス



ステンレススチール製ブレインマトリックス

アクリル製ブレインマトリックス

種類	商品コード	型式	セクション	A	B	C	D	E	深さ
マウス (40 ~ 75g) Coronal	15830110	68-1175-1	1mm	3.18mm	11.1mm	8.73mm	19.1mm	12.2mm	7.4mm
マウス (40 ~ 75g) Sagittal	15830210	68-1275-1	1mm	3.18mm	11.1mm	8.73mm	19.1mm	12.2mm	7.4mm
ラット (175 ~ 300g) Coronal	15830120	68-1130-1	1mm	4.76mm	15.9mm	12.7mm	36.6mm	23.8mm	7.6mm
ラット (175 ~ 300g) Sagittal	15830220	68-1230-1	1mm	4.76mm	15.9mm	12.7mm	36.6mm	23.8mm	7.6mm
ラット (300 ~ 600g) Coronal	15830130	68-1160-1	1mm	4.76mm	19.8 mm	14.7mm	36.6mm	24.7mm	10.9mm
ラット (300 ~ 600g) Sagittal	15830230	68-1260-1	1mm	4.76mm	19.8 mm	14.7mm	36.6mm	24.7mm	10.9mm

ステンレススチール製ブレインマトリックス

種類	商品コード	型式	セクション	A	B	C	D	E	深さ
マウス (40 ~ 75g) Coronal	15831110	69-2175-1	1mm	3.18mm	11.1mm	8.73mm	19.1mm	12.2mm	7.4mm
マウス (40 ~ 75g) Sagittal	15831210	69-2275-1	1mm	3.18mm	11.1mm	8.73mm	19.1mm	12.2mm	7.4mm
ラット (175 ~ 300g) Coronal	15831120	69-2130-1	1mm	4.76mm	15.9mm	12.7mm	36.6mm	23.8mm	7.6mm
ラット (175 ~ 300g) Sagittal	15831220	69-2230-1	1mm	4.76mm	15.9mm	12.7mm	36.6mm	23.8mm	7.6mm
ラット (300 ~ 600g) Coronal	15831130	69-2160-1	1mm	4.76mm	19.8 mm	14.7mm	36.6mm	24.7mm	10.9mm
ラット (300 ~ 600g) Sagittal	15831230	69-2260-1	1mm	4.76mm	19.8 mm	14.7mm	36.6mm	24.7mm	10.9mm



基礎医学研究用 国内製造品

# 精密手術器具カタログ

本カタログの掲載品は基礎医学研究専用です。臨床用にはご使用いただけません。  
臨床用をご希望の際は、別途お問い合わせください。



## 榊(SAKAKI)®ブランドが示す 確かなクオリティ



榊ブランドの手術器具は、再研磨、修理も申し受けます。お気軽にご相談ください。

榊の手術器具は多くの臨床医にご満足いただいている確かな実績のある手術器具です。

榊のチタン製手術器具は他社製に比べ重さを45%軽減。

繊細な作業により適した仕様になっています。

### 【従来製品との違い】

- ・純国内製造品
- ・手術中に破片を残す心配がない確かな品質
- ・針を痛めることなく、しっかりと固定し滑ることがない精度

日本製臨床用手術器具として国内外から高い評価を得ています“榊”ブランドが、バイオリサーチセンター(株)とのコラボレーションにより、基礎医学研究・実験動物用として販売しています。眼科・脳神経外科・形成外科等の臨床の現場で使われている中から、実験動物用に適した種類を揃えました。

高い生産技術の基に作られた確かな品質を誇る“榊”の手術器具を是非お試しください。




バイオリサーチセンター株式会社

# TWEEZERS

ピンセット

ステンレス製



SKS10002/R

商品コード	型式	品名
64151001	SKS10001/R	アドソン鑷子 無鉤 12.0cm
64151002	SKS10002/R	アドソン鑷子 有鉤 12.0cm



SKS10004/R

64151003	SKS10003/R	マイクロアドソン鑷子 無鉤 12.0cm
64151004	SKS10004/R	マイクロアドソン鑷子 有鉤 12.0cm



SKS10007/R

64151007	SKS10007/R	マッカンドー鑷子 無鉤 16.0cm
----------	------------	--------------------




SKS10008/R

64151008	SKS10008/R	マッカンドー鑷子 有鉤 16.0cm
----------	------------	--------------------



SKS10017/R

64151017	SKS10017/R	グレーフェ鑷子 11.5cm
----------	------------	----------------



SKS10020/R

64151020	SKS10020/R	フック鑷子 小 12.5cm アドソン型
----------	------------	----------------------

# TWEEZERS

ピンセット

ステンレス製



SKS10022/R

商品コード	型式	品名
64151021	SKS10021/R	アイリス鑷子 無鉤 11.0cm
64151022	SKS10022/R	アイリス鑷子 有鉤 11.0cm



SKS10052/R



SKS10053/R

64151052	SKS10052/R	マイクロアイリス鑷子 有鉤 10.0cm 0.12mm
64151053	SKS10053/R	マイクロアイリス鑷子 無鉤 曲 10.0cm



SKS10026/R

64151025	SKS10025/R	異物鑷子 目付 13.0cm
64151026	SKS10026/R	異物鑷子 目無 13.0cm



SKS10023/R

64151023	SKS10023/R	リング鑷子 10.0cm 内径φ 5.0mm × 外径 6.0mm
----------	------------	-----------------------------------

# TWEEZERS

ピンセット

ステンレス製



商品コード	型式	品名
64151029	SKS10029/R	榊 マイクロ鑷子 No.1 12.0cm



64151030	SKS10030/R	榊 マイクロ鑷子 No.3 12.0cm
----------	------------	----------------------



64151031	SKS10031/R	榊 マイクロ鑷子 No.3C 11.0cm
----------	------------	-----------------------



64151033	SKS10033/R	榊 マイクロ鑷子 No.4 11.0cm
----------	------------	----------------------



64151034	SKS10034/R	榊 マイクロ鑷子 No.5 11.0cm
----------	------------	----------------------



64151035	SKS10035/R	榊 マイクロ鑷子 No.7 11.0cm
----------	------------	----------------------



64151036	SKS10036/R	榊 マイクロ鑷子 No.2 12.0cm
----------	------------	----------------------




64151037	SKS10037/R	榊 マイクロ鑷子 No.0 12.0cm
----------	------------	----------------------

# TWEEZERS

ピンセット

チタニウム製



SKT10047/R

商品コード	型式	品名
64111046	SKT10046/R	榊 マイクロアドソン鑷子 無鉤 12.0cm 0.5mm
64111047	SKT10047/R	榊 マイクロアドソン鑷子 有鉤 12.0cm 0.3mm 1×2T



SKT10044/R

64111043	SKT10043/R	マイクロアドソン鑷子 トータスハンドル 無鉤 12.7cm 0.7mm
64111044	SKT10044/R	マイクロアドソン鑷子 トータスハンドル 有鉤 12.7cm 0.8mm 1×2T



SKT10015/R

64111015	SKT10015/R	榊マイクロ鑷子 12cm 先端 0.3 mm 直
----------	------------	--------------------------



SKT10016/R

64111016	SKT10016/R	榊マイクロ鑷子 11cm 先端 0.2 mm 直
----------	------------	--------------------------



SKT10017/R

64111017	SKT10017/R	榊マイクロ鑷子 11cm 先端 0.3 mm 曲 45°
----------	------------	------------------------------



SKT10020/R

64111020	SKT10020/R	マイクロ鑷子 No.1 12.0cm 先端 0.20mm
----------	------------	------------------------------



SKT10021/R

64111021	SKT10021/R	マイクロ鑷子 No.3 12.0cm 先端 0.15mm
----------	------------	------------------------------

# TWEEZERS

ピンセット

チタニウム製




SKT10022/R

商品コード	型式	品名
64111022	SKT10022/R	マイクロ鑷子 No.3C 11.0cm 先端 0.18mm



SKT10023/R

64111023	SKT10023/R	マイクロ鑷子 No.4 11.0cm 先端 0.15mm
----------	------------	------------------------------



SKT10024/R

64111024	SKT10024/R	マイクロ鑷子 No.5 11.0cm 先端 0.10mm
----------	------------	------------------------------



SKT10025/R

64111025	SKT10025/R	マイクロ鑷子 No.7 11.0cm 先端 0.20mm 曲 25°
----------	------------	------------------------------------



SMT10001/R

64121101	SMT10001/R	ジュエラー鑷子 直 # 1 12.0cm 0.2 x 0.12mm
64121102	SMT10002/R	ジュエラー鑷子 直 # 1 12.0cm 0.1 x 0.06mm



SMT10003/R

64121103	SMT10003/R	ジュエラー鑷子 直 # 2 12.0cm 0.34 x 0.14mm
64121104	SMT10004/R	ジュエラー鑷子 直 # 2 12.0cm 0.17 x 0.07mm



# TWEEZERS

ピンセット

チタニウム製



SMT10005/R

商品コード	型式	品名
64121105	SMT10005/R	ジュエラー鑷子 直 # 3 12.0cm 0.17 x 0.1mm
64121106	SMT10006/R	ジュエラー鑷子 直 # 3 12.0cm 0.08 x 0.04mm
64121107	SMT10007/R	ジュエラー鑷子 直 # 3 11.0cm 0.08 x 0.04mm



SMT10008/R

64121108	SMT10008/R	ジュエラー鑷子 直 # 4 11.0cm 0.13 x 0.08mm
64121109	SMT10009/R	ジュエラー鑷子 直 # 4 11.0cm 0.06 x 0.02mm



SMT10011/R

64121110	SMT10010/R	ジュエラー鑷子 直 # 5 11.0cm 0.05 x 0.01mm
64121111	SMT10011/R	ジュエラー鑷子 曲 # 5 11.0cm 0.05 x 0.01mm 45°



SMT10012/R

64121112	SMT10012/R	ジュエラー鑷子 曲 # 7 11.7cm 0.17 x 0.1mm
----------	------------	-----------------------------------



SMT10013/R

64121113	SMT10013/R	ジュエラー鑷子 直 15.5cm 0.15 x 0.12mm
----------	------------	--------------------------------



SMT10014/R

64121114	SMT10014/R	ジュエラー鑷子 曲 # 5a 11.7cm 0.1 x 0.06mm
64121115	SMT10015/R	ジュエラー鑷子 直 # 5a 11.7cm 0.13 x 0.08mm

# SCISSORS

剪刀

ステンレス製



SKS20005/R

SKS20003/R

商品コード	型式	品名
64152001	SKS20001/R	スチーブンス リボン剪刀 直 9.5cm
64152002	SKS20002/R	スチーブンス リボン剪刀 曲 9.5cm
64152005	SKS20005/R	スチーブンス リボン剪刀 直 10.0cm
64152006	SKS20006/R	スチーブンス リボン剪刀 曲 10.0cm
64152003	SKS20003/R	スチーブンス リボン剪刀 直 10.5cm
64152004	SKS20004/R	スチーブンス リボン剪刀 曲 10.5cm



SKS20007/R

64152007	SKS20007/R	スチーブンス リボン剪刀 直 10.0cm 先細タイプ
64152008	SKS20008/R	スチーブンス リボン剪刀 曲 10.0cm 先細タイプ



SKS20022/R

64152022	SKS20022/R	スチーブンス剪刀 鋭直 10.5cm
64152023	SKS20023/R	スチーブンス剪刀 鋭曲 10.5cm

# SCISSORS


剪刀

ステンレス製



SKS20024/R

商品コード	型式	品名
64152024	SKS20024/R	スチープンス剪刀 鈍直 10.5cm
64152025	SKS20025/R	スチープンス剪刀 鈍曲 10.5cm



SKS20009/R

64152009	SKS20009/R	櫛 デリケートリボン剪刀 直 10.0cm
64152010	SKS20010/R	櫛 デリケートリボン剪刀 曲 10.0cm
64152011	SKS20011/R	櫛 デリケートリボン剪刀 直 9.5cm
64152012	SKS20012/R	櫛 デリケートリボン剪刀 曲 9.5cm



SKS20013/R

64152013	SKS20013/R	キルナー剪刀 直 10.5cm
64152014	SKS20014/R	キルナー剪刀 曲 10.5cm



SKS20015/R

64152015	SKS20015/R	キルナー剪刀 直 12.0cm
64152016	SKS20016/R	キルナー剪刀 曲 12.0cm

# SCISSORS


剪刀

ステンレス製



SKS20079/R

商品コード	型式	品名
64152079	SKS20079/R	キルナー剪刀 スーパーカット 直 12.0cm
64152080	SKS20080/R	キルナー剪刀 スーパーカット 曲 12.0cm



SKS20017/R


64152017	SKS20017/R	アイリス剪刀 直 11.5cm
64152018	SKS20018/R	アイリス剪刀 曲 11.5cm



SKS20105P/R

64152107	SKS20105P/R	TC アイリス剪刀 スーパーカット 直 10.5cm
64152108	SKS20106P/R	TC アイリス剪刀 スーパーカット 曲 10.5cm

TC : タングステンカーバイド



SKS20081/R

64152081	SKS20081/R	アイリス剪刀 スーパーカット 直 11.5cm
64152082	SKS20082/R	アイリス剪刀 スーパーカット 曲 11.5cm

# SCISSORS

剪刀

ステンレス製



SKS20059/R

商品コード	型式	品名
64152059	SKS20059/R	アイリスアングル剪刀 14.0cm



SKS20020/R

64152020	SKS20020/R	プローベ剪刀 玉付 直 12.0cm
64152021	SKS20021/R	プローベ剪刀 玉付 曲 12.0cm



SKS20026/R

64152026	SKS20026/R	櫛形成外科剪刀 直 12.0cm
64152027	SKS20027/R	櫛形成外科剪刀 直 13.0cm



SKS20030/R

64152029	SKS20029/R	櫛形成外科剪刀 曲 12.0cm
64152030	SKS20030/R	櫛形成外科剪刀 曲 13.0cm

# SCISSORS

剪刀

ステンレス製



SKS20073/R

商品コード	型式	品名
64152073	SKS20073/R	形成剪刀 スーパーカット 直 12.5cm
64152075	SKS20075/R	形成剪刀 スーパーカット 直 13.5cm



SKS20074/R

64152074	SKS20074/R	形成剪刀スーパーカット 曲 12.5cm
64152076	SKS20076/R	形成剪刀スーパーカット 曲 13.5cm



SKS20067/R

64152067	SKS20067/R	外科剪刀 直 14.0cm
64152068	SKS20068/R	外科剪刀 直 16.0cm
64152069	SKS20069/R	外科剪刀 直 18.0cm
64152070	SKS20070/R	外科剪刀 曲 14.0cm
64152071	SKS20071/R	外科剪刀 曲 16.0cm
64152072	SKS20072/R	外科剪刀 曲 18.0cm



SKS20032/R

64152032	SKS20032/R	ミニメツェンバーム剪刀 曲 10.5cm
----------	------------	----------------------

# SCISSORS

剪刀

ステンレス製



SKS20034/R

商品コード	型式	品名
64152033	SKS20033/R	デリケートメツエンバーム剪刀 曲 12.0cm
64152034	SKS20034/R	デリケートメツエンバーム剪刀 曲 14.0cm
64152035	SKS20035/R	デリケートメツエンバーム剪刀 曲 16.0cm



SKS20083/R

64152103	SKS20103/R	メツエンバーム剪刀スーパーカット 曲 12.0cm
64152083	SKS20083/R	メツエンバーム剪刀スーパーカット 直 14.0cm
64152084	SKS20084/R	メツエンバーム剪刀スーパーカット 曲 14.0cm



SKS20049/R

64152049	SKS20049/R	メーヨー剪刀 直 14.0cm
64152050	SKS20050/R	メーヨー剪刀 直 17.0cm
64152052	SKS20052/R	メーヨー剪刀 曲 14.0cm
64152053	SKS20053/R	メーヨー剪刀 曲 17.0cm



SKS20042/R

64152041	SKS20041/R	櫛 剥離剪刀 曲 12.0cm
64152042	SKS20042/R	櫛 剥離剪刀 曲 14.0cm
64152043	SKS20043/R	櫛 剥離剪刀 曲 16.0cm
64152044	SKS20044/R	櫛 剥離剪刀 曲 18.0cm

# SCISSORS

剪刀

ステンレス製



SKS20065/R

商品コード	型式	品名
64152065	SKS20065/R	尖鋭剪刀 直 12.0cm
64152066	SKS20066/R	尖鋭剪刀 曲 12.0cm



SKS20087/R

64152087	SKS20087/R	尖鋭剪刀 スーパーカット 直 12.0cm
64152088	SKS20088/R	尖鋭剪刀 スーパーカット 曲 12.0cm



SKS20045/R

64152045	SKS20045/R	ボツツミスミ剪刀 曲 19.5cm
----------	------------	-------------------



SKS20047/R

64152047	SKS20047/R	ナイロン抜糸剪刀 曲 12.0cm
----------	------------	-------------------



# SCISSORS

剪刀

ステンレス製



SKS20048/R

商品コード	型式	品名
64152048	SKS20048/R	アフリヒト剪刀 曲 14.0cm



SKS20061/R

64152061	SKS20061/R	細部剪刀 直 11.0cm
64152062	SKS20062/R	細部剪刀 曲 11.0cm



SKS20063/R

64152063	SKS20063/R	耳小骨 (ローソク) 剪刀 直 10.5cm
64152064	SKS20064/R	耳小骨 (ローソク) 剪刀 曲 10.5cm



SKS20099/R

64152099	SKS20099/R	軟骨剪刀 14.0cm
----------	------------	-------------

# SCISSORS

剪刀

ステンレス製



SKS20094/R

商品コード	型式	品名
64152094	SKS20094/R	フリーマン剪刀 TC 直 19.0cm

TC : タングステンカーバイド



SKS20095/R

商品コード	型式	品名
64152095	SKS20095/R	ケーフェイスリフター剪刀 TC 曲 14.0cm

TC : タングステンカーバイド



SKS20096/R

商品コード	型式	品名
64152096	SKS20096/R	フリッドランド剪刀 TC 曲 17.0cm

TC : タングステンカーバイド

# SCISSORS


剪刀

チタニウム製



SKT20001/R

商品コード	型式	品名
64112001	SKT20001/R	チタン製 アイリス剪刀 直 11.0cm
64112002	SKT20002/R	チタン製 アイリス剪刀 曲 11.0cm



SKT20003/R

64112003	SKT20003/R	チタン製 デリケートアイリス剪刀 直 10.5cm
64112004	SKT20004/R	チタン製 デリケートアイリス剪刀 曲 10.5cm



SKT20005/R

64112005	SKT20005/R	形成テノトミ剪刀 直 10.0cm
64112006	SKT20006/R	形成テノトミ剪刀 曲 10.0cm

# SCISSORS

剪刀

チタニウム製



SKT20007/R

商品コード	型式	品名
64112007	SKT20007/R	形成コルト剪刀 曲 10.5cm




SKT20008/R

64112008	SKT20008/R	形成ストラビズムス剪刀 曲 11.5cm
----------	------------	----------------------



SKT20009/R



SKT20010/R

64112009	SKT20009/R	形成ウォルタル剪刀 曲 10.0cm
64112010	SKT20010/R	形成眼瞼剪刀 曲 10.5cm



SKT20011/R

64112011	SKT20011/R	形成メツェンバーム剪刀 曲 10.5cm
----------	------------	----------------------


# SCISSORS

剪刀

チタニウム製




SMT20002/R




SMT20003/R

商品コード	型式	品名
64122102	SMT20002/R	切開用反剪刀 剥離用・バナス型 直 14.0cm フラットハンドル 先端 0.25mm
64122103	SMT20003/R	切開用反剪刀 剥離用 曲 15.0cm ラウンドハンドル 先端 0.2mm
64122104	SMT20004/R	切開用反剪刀 剥離用 直 15.0cm ラウンドハンドル 先端 0.2mm



SMT20005/R

64122105	SMT20005/R	切開用反剪刀 剥離用・バナス型 曲 14.0cm ラウンドハンドル 先端 0.3mm
----------	------------	--



SMT20001/R

64122101	SMT20001/R	切開用反剪刀 剥離用・バナス型 曲 16.0cm フラットハンドル 先端 0.3mm
----------	------------	--



MST20005/R

64132005	MST20005/R	櫛 マイクロ剪刀 曲 12.0cm ラウンドハンドル 先端 0.6mm
64132006	MST20006/R	櫛 マイクロ剪刀 直 12.0cm ラウンドハンドル 先端 0.6mm

# NEEDLE HOLDER

持針器

ステンレス製



SKS30001/R

商品コード	型式	品名
64153001	SKS30001/R	榊 ミニヘガール持針器 マイクロチップ付 TC 11.5cm 0.3mm
64153002	SKS30002/R	榊 ミニヘガール持針器 マイクロチップ付 TC 12.5cm 0.3mm


TC : タングステンカーバイド



SKS30007/R

64153007	SKS30007/R	榊 マイクロヘガール持針器 TC 12.0cm 0.2mm
64153019	SKS30019/R	榊 マイクロヘガール持針器 TC 12.5cm 0.2mm
64153009	SKS30009/R	榊 マイクロヘガール持針器 TC 14.0cm 0.2mm
64153020	SKS30020/R	榊 マイクロヘガール持針器 TC 15.0cm 0.2mm

TC : タングステンカーバイド



SKS30003/R

64153005	SKS30005/R	榊 ヘガール持針器 TC 12.5cm 0.5mm
64153003	SKS30003/R	榊 ヘガール持針器 TC 14.0cm 0.3mm
64153004	SKS30004/R	榊 ヘガール持針器 TC 16.0cm 0.3mm

TC : タングステンカーバイド

# NEEDLE HOLDER

持針器

ステンレス製



SKS30006TC/R

商品コード	型式	品名
64153006	SKS30006TC/R	榊 ヘガール持針器 TC 目無ダイヤモンドチップ付 12.0cm スムースジョー

TC : タングステンカーバイド



SKS30011/R

64153011	SKS30011/R	マイクロオルセンヘガール持針器 TC 12.0cm 0.3mm
----------	------------	---------------------------------

TC : タングステンカーバイド



SKS30013/R

64153012	SKS30012/R	榊 マッチュー持針器 曲 TC 19.0cm 0.3mm
64153013	SKS30013/R	榊 マッチュー持針器 曲 TC 16.0cm 0.3mm

TC : タングステンカーバイド

# NEEDLE HOLDER

持針器


ステンレス製



SKS30019/R

商品コード	型式	品名
64153014	SKS30014/R	櫛 マッチュー持針器 直 TC 16.0cm 0.3mm
64153015	SKS30015/R	櫛 マッチュー持針器 直 TC 19.0cm 0.3mm

TC : タングステンカーバイド



SKS30017/R

64153017	SKS30017/R	ギリ持針器 剪刀付右 16cm TC チップ0.4mm
----------	------------	-----------------------------


TC : タングステンカーバイド



# NEEDLE HOLDER

持針器

チタニウム製



スタンダードジョー (上)  
 ファインジョー (中)  
 ストロングジョー (下)




SKT30004/R

商品コード	型式	品名
64113001	SKT30001/R	ヘガール型持針器 スタンダードジョー 12.5cm TCC
64113004	SKT30004/R	ヘガール型持針器 スタンダードジョー 13.0cm TCC
64113007	SKT30007/R	ヘガール型持針器 スタンダードジョー 14.0cm TCC
64113010	SKT30010/R	ヘガール型持針器 スタンダードジョー 16.0cm TCC
64113002	SKT30002/R	ヘガール型持針器 ファインドジョー 12.5cm TCC
64113005	SKT30005/R	ヘガール型持針器 ファインドジョー 13.0cm TCC
64113008	SKT30008/R	ヘガール型持針器 ファインドジョー 14.0cm TCC
64113011	SKT30011/R	ヘガール型持針器 ファインドジョー 16.0cm TCC
64113003	SKT30003/R	ヘガール型持針器 ストロングジョー 12.5cm TCC
64113006	SKT30006/R	ヘガール型持針器 ストロングジョー 13.0cm TCC
64113009	SKT30009/R	ヘガール型持針器 ストロングジョー 14.0cm TCC
64113012	SKT30012/R	ヘガール型持針器 ストロングジョー 16.0cm TCC

TCC : タングステンカーバイドコート



SMT30022/R (ファインジョー)



SMT30023/R (スタンダードジョー)


64123022	SMT30022/R	オルセン・ヘガール剪刀付持針器 ファインジョー 12.0cm TCC
64123026	SMT30026/R	オルセン・ヘガール剪刀付持針器 ファインジョー 14.0cm TCC
64123023	SMT30023/R	オルセン・ヘガール剪刀付持針器 スタンダードジョー 13.0cm TCC

TCC : タングステンカーバイドコート

# NEEDLE HOLDER

持針器

チタニウム製



商品コード	型式	品名
64123101	SMT30001/R	マイクロ持針器 直 ロック無 ラウンドハンドル TCC 13.8cm 0.3mm
64123103	SMT30003/R	マイクロ持針器 直 ロック無 ラウンドハンドル TCC 13.8cm 0.5mm
64123102	SMT30002/R	マイクロ持針器 直 ロック付 ラウンドハンドル TCC 13.8cm 0.3mm
64123104	SMT30004/R	マイクロ持針器 直 ロック付 ラウンドハンドル TCC 13.8cm 0.5mm
64123111	SMT30011/R	マイクロ持針器 曲 ロック無 ラウンドハンドル TCC 13.8cm 0.3mm
64123113	SMT30013/R	マイクロ持針器 曲 ロック無 ラウンドハンドル TCC 13.8cm 0.5mm
64123112	SMT30012/R	マイクロ持針器 曲 ロック付 ラウンドハンドル TCC 13.8cm 0.3mm
64123114	SMT30014/R	マイクロ持針器 曲 ロック付 ラウンドハンドル TCC 13.8cm 0.5mm

TCC : タングステンカーバイドコート

神伸

# FORCEPS

鉗子

ステンレス製



SKS40003/R

商品コード	型式	品名
64154001	SKS40001/R	櫛ペアン鉗子 無鉤 直 10.5cm
64154002	SKS40002/R	櫛ペアン鉗子 無鉤 曲 10.5cm
64154003	SKS40003/R	櫛ペアン鉗子 有鉤 直 10.5cm
64154004	SKS40004/R	櫛ペアン鉗子 有鉤 曲 10.5cm
64154005	SKS40005/R	櫛ペアン鉗子 スムースジョー 直 10.5cm
64154006	SKS40006/R	櫛ペアン鉗子 スムースジョー 曲 10.5cm



SKS40011/R

64154007	SKS40007/R	櫛モスキート鉗子 無鉤 直 10.5cm
64154008	SKS40008/R	櫛モスキート鉗子 無鉤 曲 10.5cm
64154011	SKS40011/R	櫛モスキート鉗子 無鉤 直 12.5cm
64154012	SKS40012/R	櫛モスキート鉗子 無鉤 曲 12.5cm
64154013	SKS40013/R	櫛モスキート鉗子 有鉤 直 12.5cm
64154014	SKS40014/R	櫛モスキート鉗子 有鉤 曲 12.5cm



SKS40042/R

64154042	SKS40042/R	櫛マイクロモスキート鉗子 無鉤 直 10.5cm
64154043	SKS40043/R	櫛マイクロモスキート鉗子 無鉤 曲 10.5cm



SKS40021/R

64154021	SKS40021/R	アリス鉗子 16.0cm
----------	------------	--------------

# VASCULAR CLAMP, RETRACTOR

血管クランプ、開創器

ステンレス製



70044-30S/R



70049-35CI/R



70053-35CII/R

商品コード	型式	品名
64167044	70044-30S/R	ブルドック血管鉗子 3.0cm-S 直
64167045	70045-35S/R	ブルドック血管鉗子 3.5cm-M 直
64167046	70046-40S/R	ブルドック血管鉗子 4.0cm-L 直
64167048	70048-30CI/R	ブルドック血管鉗子 3.0cm-S 強弯
64167049	70049-35CI/R	ブルドック血管鉗子 3.5cm-M 強弯
64167050	70050-40CI/R	ブルドック血管鉗子 4.0cm-L 強弯
64167052	70052-30CII/R	ブルドック血管鉗子 3.0cm-S 弱弯
64167053	70053-35CII/R	ブルドック血管鉗子 3.5cm-M 弱弯
64167054	70054-40CII/R	ブルドック血管鉗子 4.0cm-L 弱弯



SKS50263/R

64155263	SKS50263/R	榊 万能開口器 (全長約 8cm)
----------	------------	-------------------

# HOOK

フック

ステンレス製




SKS50070/R

商品コード	型式	品名
64155070	SKS50070/R	牽引二爪鉤 16.5cm 爪鋭



SKS50076/R

64155076	SKS50076/R	形成ストレート単鉤 鋭 13.0cm
----------	------------	--------------------



SKS50085/R

64155085	SKS50085/R	ジョセフ二爪鉤 2.0mm 16.0cm
----------	------------	----------------------



SKS50090/R

64155090	SKS50090/R	櫛二爪鉤 3.0mm 15.0cm
64155091	SKS50091/R	櫛二爪鉤 1.5mm 13.0cm



SKS50100/R

64155100	SKS50100/R	フレキシブル二爪鉤 鋭 16.0cm
----------	------------	--------------------




SKS50104/R

64155104	SKS50104/R	ホーマン二爪鉤 両玉付 16.5cm
----------	------------	--------------------

# BONE SCISSORS, CALIPER

金冠剪刀、カリパー

ステンレス製



20214-10S/R

商品コード	型式	品名
64162214	20214-10S/R	金冠剪刀 直 10.0cm



SKS50253/R



SKS50254/R

64155253	SKS50253/R	カストロカリパー 直 8.5cm 20.0mm
64155254	SKS50254/R	カストロカリパー 曲 8.5cm 20.0mm

# BIPOLAR

バイポーラフォーセップス

認証番号：301AFBZX00017000

ステンレス製



BF/R-0050



BFN/R-0051



BF/R-0054



BF/R-0055



BF/R-0056



BF/R-0057


商品コード	型式	品名
64180050	BF/R-0050	バイポーラフォーセップス (マイクファルソン) 直 9.0cm
64180051	BF/R-0051	バイポーラフォーセップス (マイクファルソン) 曲 9.0cm
64180150	BFN/R-0050	バイポーラフォーセップス (マイクファルソン) 直 9.0cm
64180151	BFN/R-0051	バイポーラフォーセップス (マイクファルソン) 曲 9.0cm
64180054	BF/R-0054	バイポーラフォーセップス (アイリス) 直 10.8cm 先端 0.5mm
64180055	BF/R-0055	バイポーラフォーセップス (アイリス) 曲 10.8cm 先端 0.5mm
64180154	BFN/R-0054	バイポーラフォーセップス (アイリス) 直 10.8cm 0.5mm
64180155	BFN/R-0055	バイポーラフォーセップス (アイリス) 曲 10.8cm 0.5mm
64180056	BF/R-0056	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 5 11.5cm 0.5mm
64180057	BF/R-0057	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 4 11.5cm 0.5mm
64180156	BFN/R-0056	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 5 11.5cm 0.5mm
64181057	BFN/R-0057	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 4 11.5cm 0.5mm

# BIPOLAR

バイポーラフォーセップス

認証番号：301AFBZX00017000

ステンレス製



商品コード	型式	品名 (先端径 mm/ 全長 cm)
64180058	BF/R-0058	バイポーラフォーセップス (テンゼル) 10.2cm 0.5mm
64180059	BF/R-0059	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 7 11.5cm 0.5mm
64180159	BFN/R-0059	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 7 11.5cm 0.5mm
64180060	BF/R-0060	バイポーラフォーセップス (アドソン) 12.1cm 0.5mm
64180061	BF/R-0061	バイポーラフォーセップス (セムキン) 14.0cm 0.5mm
64180062	BF/R-0062	バイポーラフォーセップス (クッシング) 15.9cm 0.5mm
64180067	BF/R-0067	バイポーラフォーセップス (ジェラルドバイオネット) 18.4cm 0.5mm
64180068	BF/R-0068	バイポーラフォーセップス (ジャンセンバイオネット) 15.2cm 0.5mm
64180168	BFN/R-0068	バイポーラフォーセップス (ジャンセンバイオネット) 15.2cm 0.5mm
64180072	BF/R-0072	バイポーラフォーセップス (スコルビ) 19.1cm 0.5mm
64180073	BF/R-0073	バイポーラフォーセップス (ヤサーギル) 19.8cm 0.5mm



# BIPOLAR

バイポーラフォーセップス

認証番号：301AFBZX00017000

チタニウム製



商品コード	型式	品名
64180250	BFT/R-0050	バイポーラフォーセップス (マイクファルソン) 直 9.5cm 先端 0.5mm
64180251	BFT/R-0051	バイポーラフォーセップス (マイクファルソン) 曲 9.3cm 先端 0.5mm
64180254	BFT/R-0054	バイポーラフォーセップス (アイリス) 直 10.8cm 先端 0.5mm
64180255	BFT/R-0055	バイポーラフォーセップス (アイリス) 曲 10.8cm 先端 0.5mm
64180256	BFT/R-0056	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 5 11.5cm 先端 0.5mm
64180257	BFT/R-0057	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 4 11.5cm 先端 0.5mm

# BIPOLAR

バイポーラフォーセップス

認証番号：301AFBZX00017000

チタニウム製



商品コード	型式	品名 (先端径 mm/ 全長 cm)
64180258	BFT/R-0058	バイポーラフォーセップス (テンゼル) 10.2cm 0.5mm
64180259	BFT/R-0059	バイポーラフォーセップス (ジュエラー) # 7 11.5cm 0.5mm
64180260	BFT/R-0060	バイポーラフォーセップス (アドソン) 12.4cm 0.5mm
64180261	BFT/R-0061	バイポーラフォーセップス (セムキン) 14.0cm 0.5mm
64180262	BFT/R-0062	バイポーラフォーセップス (クッシング) 15.9cm 0.5mm
64180267	BFT/R-0067	バイポーラフォーセップス (ジェラルドバイオネット) 18.4cm 0.5mm
64180268	BFT/R-0068	バイポーラフォーセップス (ジャンセンバイオネット) 15.2cm 0.5mm
64180272	BFT/R-0072	バイポーラフォーセップス (スコルビ) 19.1cm 0.5mm
64180273	BFT/R-0073	バイポーラフォーセップス (ヤサーギル) 19.8cm 0.5mm

チタニウム製

極

## 匠の技が実現させた チタン製バイポーラフォーセップス“極”

術中の煩わしさを解消する“極”の品質

- “極”壹 組織の焦げ付き抑制
- “極”弐 組織の付着抑制
- “極”参 スモークの排出抑制
- “極”四 先端同士の接触からのスパーク抑制



BSKT/R-10016-0.2



BSKT/R-10016-0.3



BSKT/R-10016-0.5



BSKT/R-10019-0.2

商品コード	型式	品名
64182162	BSKT/R-10016-0.2	マイクロバイポーラフォーセップス 極 12.8cm 0.2mm
64182163	BSKT/R-10016-0.3	マイクロバイポーラフォーセップス 極 12.8cm 0.3mm
64182165	BSKT/R-10016-0.5	マイクロバイポーラフォーセップス 極 12.8cm 0.5mm
64182192	BSKT/R-10019-0.2	マイクロバイポーラフォーセップス 極 13.8cm 0.2mm



## バイオリサーチセンター株式会社

本社：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 2-28-24 東和高岳ビル 4F  
東京支店：〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-7-1 瀬木ビル 2F  
大阪営業所：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 6-8-8 花原第 8 ビル 2F  
福岡営業所：〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津 1-14-1 FRC ビル 4F  
仙台営業所：〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町 5-2-10 卸町齋喜ビル 208

[www.brck.co.jp](http://www.brck.co.jp)

[sales@brck.co.jp](mailto:sales@brck.co.jp)

TEL 052-932-6421

FAX 052-932-6755

TEL 03-3861-7021

FAX 03-3861-7022

TEL 06-6305-2130

FAX 06-6305-2132

TEL 092-626-7211

FAX 092-626-7315

TEL 022-290-9352

FAX 022-290-9353