

BIO-IRB153 小動物用赤外線温度計



小動物用の非接触の赤外線温度計

小動物（マウスやラット）の皮膚温度を、非接触で素早く測定する赤外線温度計です。マウスの尾部のような小さな表面でも、高い性能と再現性を持って測定できます。

特に、25℃～40℃の温度の範囲で正確に測定することができます。

注)

赤外線温度計は、直腸温測定に代わるものではありません。皮膚温測定は一般的な直腸温度と相関する必要があります。ただし、相関は動物種やストレスなどに依存するので、皮膚温と直腸温の相関表の提供は致しかねます。予めご了承下さい。

仕様

精度（25℃～40℃の範囲）	0.3℃
分解能	0.1℃
測定範囲	1% +/-1℃ -20℃～200℃

型式	品名
BIO-IRB153	BIO-IRB153 小動物用赤外線温度計



バイオリサーチセンター株式会社 www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社	〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F	TEL 052-932-6421	FAX 052-932-6755
東京支店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F	TEL 03-3861-7021	FAX 03-3861-7022
大阪営業所	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F	TEL 06-6305-2130	FAX 06-6305-2132
福岡営業所	〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F	TEL 092-626-7211	FAX 092-626-7315
仙台営業所	〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル 208	TEL 022-290-9352	FAX 022-290-9353