

# BIO-TK8851 小動物用温度計



## 小動物用のハンドサイズ 温度計

BIO-TK8851は、小動物（ラット/マウス）用のポータブルの温度計です。測定された温度は、2.5測定/秒でディスプレイ表示され、また、最大値や最小値のホールド表示も可能です。別途・温度プローブの購入が必要です。互換性のある温度プローブを接続し、動物をしっかりと保持しながらプローブを留置し、温度が安定するまで（通常 10 秒程度）待ち、測定します。

## 仕様

重量	150g
電源	9Vバッテリー駆動
精度（周囲温度 18～28°C）	読み取り値の±0.1% + 0.7°C
操作温度範囲	0～50°C
測定温度範囲（周 囲温度18～28°C）	-200°C～390°C（プ ローブによります）

型式	品名
BIO-TK8851	BIO-TK8851 小動物用温度計（要・温度プローブ）
<b>オプション</b>	
BIO-BIT14	プローブ（生体埋め込み対応）
BIO-BRET2	ラット用T型直腸プローブ（Stainless olive付）
BIO-BRET3	マウス用T型直腸プローブ（Stainless olive付）

