

小動物用飼育ラック

# BR1515I アイソレーションラック



小動物用の飼育ラックです。


- 一般的なマウスケージであれば**20ケージ**、ラットケージであれば**12ケージ**の飼育が可能
- **活性炭フィルター2機**を搭載し、室内排気での臭いを最小限に抑制
- フィルター類の**メンテナンスも簡便**に取り替え可能
- 各段にLED照明を備え、USB電源供給のため**長寿命で低消費電力**
- **内部はステンレス設計**でお手入れも簡単

## 室内排気仕様


対象動物	マウス・ラット・モルモット等
本体材質	木材/ステンレス (SUS304)
基本サイズ	W1200×H1515×D700mm (変更可)
照明	LED (USB 電源)
ファン	静音シロッコファン (AC100V 50/60Hz)
フィルター	活性炭フィルタ2基搭載



## ラット 12ケージ



## マウス 20ケージ



## バイオリサーチセンター株式会社

本社 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F  
東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F  
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F  
福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F  
仙台営業所 〒983-0023 宮城県仙台市宮城野区福田町3-6-18 あさのコーポ104

[www.brck.co.jp](http://www.brck.co.jp)

[sales@brck.co.jp](mailto:sales@brck.co.jp)

TEL 052-932-6421

FAX 052-932-6755

TEL 03-3861-7021

FAX 03-3861-7022

TEL 06-6305-2130

FAX 06-6305-2132

TEL 092-626-7211

FAX 092-626-7315

TEL 022-786-1411

FAX 022-786-1412