

Thermo Scientific™ノンフロン超低温槽 TDEシリーズ在庫一掃キャンペーン

商品入れ替えにつき特別価格にてご提供！（在庫限りで販売終了となります）

TDE40086FD-K 型 549L

通常価格 2,220,000 円 (税別) のところ

40%OFF

1,320,000 円 (税別)

TDE50086FD-K 型 682L

通常価格 2,430,000 円 (税別) のところ

30%OFF

1,700,000 円 (税別)

TDE60086FD-K 型 816L

通常価格 2,660,000 円 (税別) のところ

30%OFF

完売 1,860,000 円 (税別)



TDE50086FD-K 型

型式	TDE40086FD-K	TDE50086FD-K	TDE60086FD-K
内容積 (L)	549	682	816
温度設定範囲	-50℃～-86℃ 無負荷時		
温度制御／温度表示	マイクロプロセッサ制御／7インチタッチパネルスクリーン		
内扉／棚 (枚数)	5枚／5段 (4枚)		
断熱材	真空断熱パネル＋高密度発泡ポリウレタンフォーム		
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒 R290／R170＋R290混合		
ドアロック	キーロック、パッドロック		
外部出力／データ出力	RS-485 4-20mA 接点出力 / CSV形式 USBポート経由		
外寸 (W×D×H mm)	826×978×1981	970×978×1981	1113×978×1981
内寸 (W×D×H mm)	587×719×1300	732×719×1300	874×719×1300
設置面積 (㎡)	0.81	0.95	1.09
重量 (kg)	270	290	322
電源	単相200V 50/60Hz 15A		
設置環境	室内 (室温15℃～32℃) 及び腐食性、火気、爆発物のない環境		

50年以上の超低温槽の販売・サービスの実績を持つ弊社が販売・設置・保守・サービスを一貫して行います。

※運送搬入費、据付作業費、消費税は別途申し受けます。

※裏面に貯蔵ケースと貯蔵ラックのキャンペーンのご案内がありますので、超低温槽と合わせてご検討ください。

※ご不明な点は弊社営業までお問い合わせください。



朝日ライフサイエンス株式会社

Thermo Scientific™ノンフロン超低温槽 TSX Universalシリーズ ULTSモデル新発売記念 貯蔵ケース・貯蔵ラックキャンペーン

TDEシリーズ超低温槽にも対応！

キャンペーン期間：2027 年 4 月末日迄

貯蔵ケース

※対応する機種の棚 1 段にそれぞれ 1 セット収納できます。1 台につき最大 5 セット収納可能です。

CSU400-K

通常価格 110,000 円 (税別)



(TDE40086FD-K 用)

20%OFF

88,000 円 (税別)

CSU500-K

通常価格 125,000 円 (税別)



(TDE50086FD-K 用)

20%OFF

100,000 円 (税別)

CSU600-K

通常価格 140,000 円 (税別)



(TDE60086FD-K 用)

20%OFF

112,000 円 (税別)

フリーズボックス用貯蔵ラック



※写真は RKU281-K です。

RKU281-K

(81 本立フリーズボックス用)

5 列×3 段または 4 段 棚可変式

通常価格 50,000 円 (税別)

20%OFF

40,000 円 (税別)

RKU381-K

(100 本立フリーズボックス用)

4 列×3 段または 4 段 棚可変式

通常価格 50,000 円 (税別)

20%OFF

40,000 円 (税別)

品番	棚段数	外寸 (mm) W×D×H	対応機種	1 台当たり最大収納数
RKU281-K	5 列×4 段 81 本立フリーズボックス 2 インチの場合	137×690×240	TDE40086FD-K	20 個 (19 個)
			TDE50086FD-K	25 個
			TDE60086FD-K	30 個
RKU381-K	4 列×4 段 100 本立フリーズボックス 2 インチの場合	150×620×240	TDE40086FD-K	15 個
			TDE50086FD-K	20 個
			TDE60086FD-K	25 個

※ () 内の数量は CO₂ 補助冷却装置取付け時の収納数です。

BRC バイオリサーチセンター株式会社

本社：〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F
TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755

東京支店：〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F
TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022

大阪営業所：〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F
TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132

福岡営業所：〒813-0034 福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F
TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315

仙台営業所：〒984-0015 仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル208
TEL 022-290-9352 FAX 022-290-9353

<https://www.brck.co.jp> sales@brck.co.jp

販売店

※超低温槽貯蔵ケース・貯蔵ラックは、弊社のオリジナル商品です。
※表面の TDE シリーズ縦型超低温槽にも対応しております。ご不明な点は弊社営業までお問い合わせください。
※仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

2026.09.3000