

ULTSモデル新発売キャンペーン

キャンペーン期間:2027 年 4 月末日迄



ULTS50086FA-K

ULTS40086FA-K 547L

通常価格 2,650,000 円(税別) のところ

2,120,000 円(税別)

ULTS50086FA-K 682L

通常価格 2,850,000 円(税別) のところ

2,280,000 円(税別)

ULTS60086FA-K 815L

通常価格 3,050,000 円(税別) のところ

2,440,000 円(税別)

ULTS70086FA-K 950L

通常価格 3,450,000 円(税別) のところ

2,760,000 円(税別)

- ◆ユニバーサル電源を採用
(100V/200V 50Hz/60Hz 共用)
- ◆新しいユニバーサル V-Drive テクノロジー
- ◆ノイズ 44dBA 以下の静粛性
- ◆環境に配慮したノンフロン冷媒

型式	ULTS40086FA-K	ULTS50086FA-K	ULTS60086FA-K	ULTS70086FA-K
内容積 (L)	547	682	815	950
温度設定範囲	-40℃~-86℃ 無負荷時			
温度制御/温度表示	静電容量式タッチスクリーン入力			
内扉/棚 (枚数)	5枚/5段 (4枚)			
断熱材	真空断熱パネル+高密度水発泡ポリウレタンフォーム			
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒 (ノンフロン)			
ドアロック	ハンドル・キー・ロックおよびパッド・ロック・ループ			
外部出力/データ出力	RS485、4-20mA出力、リモートアラームドライ接点			
外寸 (W×D×H mm)	830×950×1982	973×950×1981	1116×950×1981	1253×950×1981
内寸 (W×D×H mm)	586×719×1300	731×719×1300	873×719×1300	1018×719×1300
重量 (kg)	270	297	316	347
電源	単相100Vまたは単相200V 50/60Hz ※電源は専用ブレーカー及び単独配線であること			
設置環境	室内 (室温15℃~32℃) 及び腐食性、火気、爆発物のない環境			

※運送搬入費、据付作業費、消費税は別途申し受けます。
※裏面に貯蔵ケースと貯蔵ラックのキャンペーンのご案内がありますので、
超低温槽と合わせてご確認ください。
※ご不明な点は弊社営業までお問い合わせください。



朝日ライフサイエンス株式会社

Thermo Scientific™ノンフロン超低温槽 TSX Universalシリーズ ULTSモデル新発売記念 貯蔵ケース・貯蔵ラックキャンペーン

キャンペーン期間:2027 年 4 月末日迄

貯蔵ケース

※対応する機種の棚 1 段にそれぞれ 1 セット収納できます。1 台につき最大 5 セット収納可能です。
(ULTS70086FA-Kは、1 段にCSU300-KとCSU400-Kを各 1 セット収納で、1 台につき最大 5 セットずつ収納となります。)

CSU300-K

通常価格 90,000 円 (税別)

CSU500-K

通常価格 125,000 円 (税別)



20%OFF
72,000 円 (税別)



20%OFF
100,000 円 (税別)

(ULTS70086FA-K 用) ※CSU400-K と組み合わせて使用します。

(ULTS50086FA-K 用)

CSU400-K

通常価格 110,000 円 (税別)

CSU600-K

通常価格 140,000 円 (税別)



20%OFF
88,000 円 (税別)



20%OFF
112,000 円 (税別)

(ULTS40086FA-K 用)
(ULTS70086FA-K 用) ※CSU300-K と組み合わせて使用します。

(ULTS60086FA-K 用)

フリーズボックス用貯蔵ラック

RKU281-K

(81 本立フリーズボックス用)

5 列×3 段または 4 段 棚可変式

通常価格 50,000 円 (税別)

20%OFF

40,000 円 (税別)

RKU381-K

(100 本立フリーズボックス用)

4 列×3 段または 4 段 棚可変式

通常価格 50,000 円 (税別)

20%OFF

40,000 円 (税別)



※写真は RKU281-K です。

品番	棚段数	外寸 (mm) W×D×H	対応機種	1台当り最大収納数
RKU281-K	5列×4段 81本立フリーズボックス 2インチの場合	137×690×240	ULTS40086FA-K	20個 (19個)
			ULTS50086FA-K	25個
			ULTS60086FA-K	30個
			ULTS70086FA-K	35個
RKU381-K	4列×4段 100本立フリーズボックス 2インチの場合	150×620×240	ULTS40086FA-K	15個
			ULTS50086FA-K	20個
			ULTS60086FA-K	25個
			ULTS70086FA-K	30個

※ () 内の数量はCO₂補助冷却装置取付け時の収納数です。

ご相談、お見積などお気軽にお問い合わせください



バイオリサーチセンター株式会社

www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755
東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132
福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315
仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル 208 TEL 022-290-9352 FAX 022-290-9353

※超低温槽貯蔵ケース・貯蔵ラックは、朝日ライフサイエンスのオリジナル商品です。

※ULTS モデル以外の縦型超低温槽にも対応しておりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

※仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

2026.06.5000