



Von Frey用スタンド・ケージ



モジュラー式で大きさ自由自在
ラット・マウスどちらでも

Von Freyのほか、Hargreaves法による痛覚測定試験にも対応しております。側面は「黒」、前後と上部は「透明」の厚さ3mmのPVCで、水洗いしやすくなっております。仕切り板を変えることで、1つのケージでマウス6匹、もしくは、ラット2匹を入れることが可能です。



高さは30～45 cmの範囲で調整が可能です。スタンドには同様のケージを3つ載せることができます。

仕様

外寸 (スタンド)	W 840 x D 350 x H 300 - 450 mm
外寸 (ケージ)	W 230 x D 230 x H 150 mm

型式	品名
BIO-STD2-EVF	Von Frey用スタンド
BIO-PVF	ラット2匹/マウス6匹用モジュール式ケージ



バイオリサーチセンター株式会社 www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755
 東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132
 福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315
 仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル 208 TEL 022-290-9352 FAX 022-290-9353